フランクヘルツの実験

24cb062h 菅原明 共同実験者:原口優希

1. 目的

原子の取りうるエネルギーの値が離散的であることをフランクヘルツの実験装置をもちいて そくていをする.また測定をした原子の励起エネルギーをもとめ測定する原子がなにかを調 べる.

2. 原理

フランク・ヘルツの実験とは,1914年に J.Frank と G.L.Hertz がおこなった原子のエネルギーが離散的であることを実験的に証明した実験である.




Fig. 1: フランク・ヘルツの実験装置模式図(文献[1])

3. 実験方法

3.1. 装置

- フランク・ヘルツ実験器
- · 100V 直線電圧器

- · 300μA 直線電流器
- フランクヘルツ管
- ・配線用リード線

3.2. 測定

1

1. 使用するフランク・ヘルツの実験装置の回路図は Fig. 2 となる.装置付属の使用説明書[フランク・ヘルツの実験]を読み,パネル面の説明をよく読んでから,装置の調整 $1 \sim 8$ を行った.ただし,今回の実験では操作8の「電流計の指針がふれの2/3ぐらいまで下がるようにします」の部分を電流計の指針のふれの1/2ぐらいまで下げることとした.

Fig. 2: 今回用いる実験装置の回路図(文献[1])

- 1. 調整 $1 \sim 8$ が終わったとき,G2-K 間の電圧Vをゆっくり上昇させながら,電流計のふれを見て,ピークがわかるように調整する.
- 2. 以上の調整が終わったときV,i の関係を測定する.MANU-AUTO の切り替え SW を MANU にし,Vを徐々に上げていく.このときの電流iの値を csv で記録し,グラフを作成し ながら測定をした.またこのとき電圧Vの値を変えてからおよそ 30 秒後に電流iを測定することとした.

4. 結果

得られた測定値をグラフにしたものは Fig. 3 となった.またこれから測定値の極小値は Table 1 のときである.

^{12/3} まで下げて計測した際,ピークが3つのときに電流計の測定範囲をこえてしまった為




Fig. 3: フランク・ヘルツの実験における加速電圧(横軸)と電流(縦軸)

Table 1: フランクヘルツの実験の極小値の電流と電圧の値

ピーク回数	加速電圧[V]	電流[μA]
1	20.0	28.0
2	38.5	92.0
3	55.0	138.0
4	71.5	183.0

今,測定値の最小値での電圧の値を $V_{i(i=1,2,3,4)}$ とする.このとき,フランク・ヘルツ管の気体原子の励起エネルギーWは,i=1,2,3,...,2nのとき

$$W = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{V_{i+n} - V_i}{n} \tag{1}$$

となる.これから,Wの値は

$$W = 17 \text{ eV} \tag{2}$$

また,励起エネルギーの誤差 δW について,

$$W_i = \frac{V_{n+i} - V_i}{n} \tag{3}$$

とおくと,誤差 δW は

$$\delta W = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (W - W_i)^2}{n(n-1)}} \tag{4}$$

で与えることができるので,

$$\delta W = 0.5 \text{ eV} \tag{5}$$

となるので,

$$W \pm \delta W = 17.0 \pm 0.5 \text{ eV}$$
 (6)

となる.

以上のことから励起エネルギーは17 eVとなり,誤差は3%である.

5. 考察

今回の実験では、Fig. 3 に示されるように、加速電圧の増加に伴い電流の値は増加するが、周期的に急激に減少する谷が観測された。これは電子が励起している状態を表しており、原子のエネルギー準位が離散的であることを示している。 また今回測定した励起エネルギーは $16.5 \sim 17.5\ eV$ となることから今回の実験のフランク・ヘルツ管の気体原子はNe(励起エネルギー: $16.6\ eV$)(文献[1] p.70 表 1 より)となることが言える.

参考文献

[1] 基礎物理実験 立教大学理学部物理学科 2025 年版. 2025.